



Produktdatablad

Produkt	Kontaktløs Termometer fra Rossmax Model: HC700 Varenummer: 3830296
Anvendelsesområde og specifikationer	Det kontaktløse termometer fra RossMax kan måle din temperatur ud fra en afstand på op til 10 cm. Således undgås fysisk kontakt ved temperaturtagning. Det er simpelt og effektivt. Apparatet kan måle temperaturen hos mennesker såvel som genstande. Målinger kan konverteres mellem °C / °F. Apparatet husker de seneste 9 målinger. Og resultat kan aflæses efter 1 sek. Opbevares ved stuetemperatur.
Certifikater og øvrig	Det kontaktløse termometer fra Rossmax er godkendt til brug i hjemmet og som professionelt medicinsk udstyr. Apparatet er klinisk testet efter ASTM E1965-98:2009 standard. Bruger AAA batterier. Batterier medfølger ikke.