

# Graviditetstest, Unistep FHC102-MG, individuet pakket



**Varenummer:** FHC102-MG

**Varegruppe:** Urin hCG

**Følsomhed:** 25 mIU/ml

**Forpakning:** 40 stk.pr. æske. Individuet pakket

**Anvendelsesområde:** Anvendes til bestemmelse af graviditet via urinprøve.

Testen undersøger urinen for forekomsten af hCG (Human Chorionic Gonadotropin).

**Udførelse:** Platformstest med pipette pakket sammen i foliepose.

**Aflæsning:** Resultatet skal aflæses efter 3 minutter.

**Sensitivitet:** 100%

**Specifitet:** 100%

**Mærke:** Unistep hCG

**Håndtering:** Opbevares ved stuetemperatur.