

TUP urinanalyse



TUP reagensstrimler til urinanalyse er plaststrimler med et antal påtrykte reagensfelter (TUP = totalt urinprotein). Afhængigt af den konkrete reagenskombination er det muligt at bestemme disse parametre i urinen: askorbinsyre (AscA), bilirubin (Bil), blod (Bl), glukose (Glu), ketonstoffer (Ket, f.eks. acetoeddikesyre), leukocytter (Leu), nitrit (Nit), pH, protein (Pro), densitet og urobilinogen (Uro). Testresultaterne fortæller om kulhydratstofs-kifte, nyre- og leverfunktion, syre-base-balance og bakterier i urinen. Testresultaterne aflæses ved at sammenligne reaktionsfelternes farve med referencerne på botten. Intet behov for måle- eller laboratorieinstrumenter.

Nedenstående reagenskombinationer markedsføres i pakninger a 100 strimler. Leveres i rør med indlægsseddel på dansk.

TUP	Prod.nr.	AscA	Bil	Bl	Glu	Ket	Leu	Nit	pH	Pro	dens.	Uro
TUP 3	# 006T315				●				●	●		
TUP 9	# 006T850		●	●	●	●		●	●	●	●	●
TUP 10	# 006T250		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TUP 11	# 006T011	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Andre kombinationer kan leveres.



Distributør: MediGroup
 Kajerødgade 38 | DK-3460 Birkerød
 Telefon til kundeservice: 4576 5425 | Fax. 4576 5725
 Email: info@medigroup.dk | www.medigroup.dk

