

TODA Coronadiag Ag[®]

Oral og nasal antigen test for SARS-CoV-2 virus (Coronavirus) på 15 minutter

TODA Coronadiag Ag[®] er en immunokromatografisk test til påvisning af SARS-CoV-2-virus (Coronavirus) i oropharyngeal eller nasopharyngeal prøver.

PRAKTISK

- Individuelt pakket testsæt. Testcertifikat i hvert prøvesæt: Benyttes til ID af patienten og til at indrapportere resultat.
- Der kræves ingen instrumentering for at udføre testen.

HURTIG


- Aflæsning af resultater efter 15 minutter. Positive resultater kan ses fra første minut.

PÅLIDELIG


- Høj sensitivitet og specifitet:
 - Sensitivitet: 96,6 %
 - Specifitet: 100,0 %
 - Præcision: 98,4 %



Nem at bruge med 5 step quickguide



FORTOLKNING



REFERENCER

Enhedstest: 2276

Æske med 10 tests: 2276/10

Æske med 20 tests: 2276/20